



CDV Ag Rapid Test Kit

Rapid Diagnostic for Canine Distemper Virus (footpad disease) in Dog



SARSHAR GROUP


Head office: Unit 117, No.1812 Diplomat Building, Pole roomi St, Shariati St.,
Tehran, Iran. Tel: +98 21 22645450 | Cell: +98 910 9900039
www.Sarshargroup.com | www.Labtelligenc.com



SarsharGroup.com



Labtelligenc.com




کیت تشخیص سریع دیستمپر سگ (CDV Ag)

به روش Colloidal Gold

بیماری دیستمپر سگ سانان (Canine Distemper Virus)، یک بیماری ویروسی واگیردار است که عمدتاً بر سیستم تنفسی، گوارشی و سیستم عصبی مرکزی سگ‌ها تأثیر می‌گذارد. این بیماری با میانگین مرگ و میر ۵۰ درصد در سگ‌های بالغ و ۸۰ درصد در توله سگ‌ها، بعد از هاری دومین بیماری کشنده ویروسی در سگ‌ها است. کیت‌های تشخیص سریع دامپزشکی Labtelligenc توانایی شناسایی کیفی آنتی‌ژن‌های ویروس CDV را در مراحل آغازین بیماری با دقت، سرعت و حساسیت بالا دارند. سادگی اجرا و سرعت بالا در ارزیابی نتایج از ویژگی‌های این محصول می‌باشد.

تفسیر نتیجه آزمایش




چشمی، مخاطی و بزاق

مشخصات محصول

CDV Ag Rapid Test Kit	
بیماری	ویروس دیستمپر سگ
نوع نمونه	ترشحات مخاطی و بزاق
روش سنجش	Colloidal Gold Immunochromatographic Assay
حجم نمونه	۳-۴ قطره (۱۰۰ µL)
مدت زمان نتیجه	۱۵ دقیقه
میزان حساسیت	۹۹%
دمای نگهداری	۲-۳۰ درجه سانتیگراد
مدت ماندگاری	۱۸ ماه
تعداد تست در هر کیت	۱۰ تست

شماتیک انجام آزمایش



تولید شده در کارخانه سرشار زیست فارمد (گروه سرشار)

دریافت سریع
بروشور محصول

