



CPV Ag Rapid Test Kit

Rapid Diagnostic for Canine Parvovirus in Dog



SARSHAR GROUP

Head office: Unit 117, No.1812 Diplomat Building, Pole roomi St, Shariati St.,
Tehran, Iran. Tel: +98 21 22645450 | Cell: +98 910 9900039
www.Sarshargroup.com | www.Labtelligenc.com



SarsharGroup.com



Labtelligenc.com



کیت تشخیص سریع پارو ویروس سگ (CPV Ag)


به روش Colloidal Gold

پارو ویروس سگ سانان (Canine Parvovirus)، یکی از بیماری‌های بسیار مسری است که از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم بین سگ‌ها و یا مدفوع آنها منتقل می‌شود. واکسن‌ها می‌توانند از بروز این عفونت پیشگیری کنند، اما در موارد درمان نشده مرگ و میر می‌تواند به ۹۱ درصد برسد. منبع اصلی این ویروس مدفوع سگ‌های آلوده است. سگ‌های مستعد از طریق تماس دهانی با ویروس، آلوده می‌شوند. ویروس از دهان به روده منتقل شده، در آنجا به دیواره روده حمله می‌کند و باعث ایجاد التهاب در روده می‌شود. کیت‌های تشخیص سریع دامپزشکی Labtelligenc توانایی شناسایی کیفی آنتی‌ژن‌های ویروس CPV را در مراحل آغازین بیماری با دقت، سرعت و حساسیت بالا دارند. سادگی اجرا و سرعت بالا در ارزیابی نتایج از ویژگی‌های این محصول می‌باشد.


■ مشخصات محصول

CPV Ag Rapid Test Kit	
پارو ویروس سگ	بیماری
مدفوع تازه یا استفرغ	نوع نمونه
Colloidal Gold Immunochromatographic Assay	روش سنجش
۳-۴ قطره (۱۰۰ µL)	حجم نمونه
۱۵ دقیقه	مدت زمان نتیجه
۹۹%	میزان حساسیت
۲-۳ درجه سانتیگراد	دمای نگهداری
۱۸ ماه	مدت ماندگاری
۱۰ تست	تعداد تست در هر کیت

■ تفسیر نتیجه آزمایش



■ شماتیک انجام آزمایش



تولید شده در کارخانه سرشار زیست فارمد (گروه سرشار)

دریافت سریع
بروشور محصول

